



**BỘ TÀI CHÍNH  
CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22776/TB-CHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

**THÔNG BÁO  
Về kết quả xác định trước mã số**

**CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN**

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 04/Helionix ngày 21/9/2026 của Công ty TNHH Helionix (MST: 0319515564) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| Tên thương mại: iTera-Bio Foot Massager (Prife) – Máy massage chân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: iTera-Bio Foot Massager (Prife) – Máy massage chân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Ký, mã hiệu, chủng loại: MLS-JC-02A (SG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nhà sản xuất: MLS Guangdong Health Technology Co.,Ltd – Trung Quốc |
| <b>2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:</b> Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:<br>- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:<br>Thân vỏ và khay đặt chân: Gồm vỏ trên, vỏ dưới, khay đặt chân, mặt hiển thị và các chi tiết kết cấu; vật liệu chính là nhựa ABS.<br>Cụm tạo trường điện xoay chiều: Gồm bo nguồn RF (RF Power Board), bo nguồn chuyển mạch (Switching Power Board), hai tấm kim loại và các dây kết nối liên quan. Bo nguồn RF tạo tín hiệu điện xoay chiều đưa tới các tấm kim |                                                                    |

loại để hình thành đầu ra trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc.

Cụm gia nhiệt: Gồm bo nguồn chuyển mạch gia nhiệt (Heating Switching Power Board), màng gia nhiệt và cảm biến nhiệt.

Cụm điều khiển và chức năng phụ trợ: Gồm bo hiển thị, bộ phát ion âm, bo USB, công tắc nguồn, ổ cắm nguồn, hệ thống dây dẫn, đầu nối và các linh kiện điện tử liên quan.

#### \* Cấu tạo

Khay đặt chân: Gồm hai tấm kim loại bố trí tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với hai bàn chân của người sử dụng. Đây là bộ phận đầu ra của trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc.

Thân máy: Chứa bo nguồn RF, bo nguồn chuyển mạch, bo nguồn gia nhiệt, bộ phát ion âm và các linh kiện điện tử.

Cụm gia nhiệt: Màng gia nhiệt được bố trí phía dưới tấm kim loại để truyền nhiệt lên vùng tiếp xúc bàn chân. Cụm điều khiển: Bố trí trên thân máy, gồm màn hình/đèn hiển thị và các phím chức năng để điều khiển trạng thái hoạt động, thời gian, mức cường độ và chức năng gia nhiệt.

- Cơ chế hoạt động, các thức sử dụng:

#### \* Cơ chế hoạt động

Cơ chế tạo trường điện xoay chiều: Khi thiết bị được cấp điện, bo nguồn RF xử lý nguồn điện và tạo tín hiệu điện đưa tới hai tấm kim loại. Hai tấm kim loại tạo đầu ra trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc tại vùng bàn chân khi người sử dụng đặt chân lên khay đặt chân. Theo xác nhận kỹ thuật của nhà sản xuất, đây không phải cơ chế trị liệu bằng từ trường.

Cơ chế gia nhiệt: Nguồn điện được chuyển đổi thành điện một chiều để cấp cho màng gia nhiệt bố trí phía dưới tấm kim loại. Màng gia nhiệt phát nhiệt và truyền nhiệt lên vùng bàn chân. Theo mô tả của nhà sản xuất, gia nhiệt là chức năng phụ trợ.

Cơ chế phát ion âm: Thiết bị được trang bị bộ phát ion âm hoạt động như một chức năng hỗ trợ trong quá trình vận hành.

Cơ chế điều khiển: Thiết bị cho phép người sử dụng lựa chọn mức cường độ hoạt động và thời gian sử dụng thông qua bảng điều khiển. Khi cả hai bàn chân tiếp xúc với khay đặt chân, thiết bị bắt đầu hoạt động; khi một chân rời khỏi khay đặt chân trong quá trình vận hành, thiết bị chuyển sang trạng thái tạm dừng.

#### \* Cách thức sử dụng:

Cắm phích cắm vào ổ cắm, chuyển nút nguồn sang "-". Đèn LED màu đỏ (đèn báo bật/ tắt) sẽ sáng lên. Đèn LED cường độ sẽ hiển thị "01", đèn LED chỉ báo thời gian sẽ hiển thị "30" và máy đang ở chế độ chờ. Ở chế độ chờ: Không được phép điều chỉnh cường độ. Thời gian làm việc chỉ có thể được cài đặt trước bằng cách nhấn nút "time+" và "time-" và chức năng Anions (Negative Ions) và Terahertz có thể được bật hoặc tắt tùy nhu cầu. Ở chế độ chờ, máy có chức năng tự động khởi động. Khi đặt chân lên khay đặt chân, loa kêu nhẹ, ánh sáng trắng của đèn báo Bật/ Tắt sáng lên và bắt đầu hoạt động tự động. Bạn có thể điều chỉnh cường độ thông qua nút "level +" và "level -" theo mức độ thoải

mái của bạn. Thời gian không thể điều chỉnh khi sử dụng và chức năng Anions (Negative Ions) và Terahertz có thể được Bật/ Tắt. Trong thời gian làm việc, hiển thị thời gian sẽ giảm sau mỗi 1 phút. Khi chỉ báo thời gian giảm xuống "01". Máy sẽ dừng và trở về chế độ chờ. Trong thời gian làm việc, nếu bất kỳ chân nào rời khỏi bằng năng lượng, đèn trắng của đèn "Bật/ Tắt" sẽ nhấp nháy và trạng thái máy sẽ tạm dừng. Ở trạng thái tạm dừng, thông số hiển thị thời gian và cường độ trên màn LED sẽ tạm dừng trước khi bấm lại nút Bật/ Tắt một lần nữa. Khi cả 2 chân bước lên khay đặt chân lần nữa, máy sẽ ở chế độ chờ sau khi hoàn thành thời gian còn lại. Bất kể máy đang ở trạng thái làm việc hay tạm dừng, máy sẽ trở về chế độ chờ bằng cách nhấn nút Bật/ Tắt

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: khoảng 4,7 kg.

- Thông số kỹ thuật: Điện áp định mức: 220-240V; Tần số nguồn điện: 50/60Hz; Công suất định mức: 245W; Ion âm: > 10.000.000 ions/cm<sup>3</sup>; Kích thước: 371 x 379,5 x 212,5 mm; Vật liệu vỏ chính: ABS.

- Quy trình sản xuất:

Bước 1 - Kiểm tra và tiếp nhận nguyên vật liệu, linh kiện đầu vào: Tiếp nhận và kiểm tra chất lượng các linh kiện gồm vỏ nhựa và các chi tiết kết cấu; bo nguồn RF, bo nguồn chuyển mạch, bo nguồn gia nhiệt, bo hiển thị; hai tấm kim loại; màng gia nhiệt; bộ phát ion âm; cảm biến nhiệt, công tắc, ổ cắm nguồn, bo USB, dây dẫn và các phụ kiện lắp ráp.

Bước 2 - Lắp ráp cụm nguồn và điều khiển: Lắp công tắc, ổ cắm nguồn, bo USB; lắp bo nguồn RF, bo nguồn chuyển mạch, bo nguồn gia nhiệt và các bo mạch liên quan vào thân máy; kết nối dây nguồn, dây điều khiển và bo hiển thị theo hướng dẫn lắp ráp kỹ thuật.

Bước 3 - Lắp ráp cụm khay đặt chân và gia nhiệt: Lắp màng gia nhiệt phía dưới hai tấm kim loại; bố trí cảm biến nhiệt và các chi tiết cách điện/làm kín; cố định tấm kim loại bên trái và bên phải vào khay đặt chân. Kết nối dây của hai tấm kim loại với hệ thống điện của thiết bị.

Bước 4 - Lắp ráp bộ phát ion âm và hoàn thiện thân máy: Lắp bộ phát ion âm, sắp xếp và cố định hệ thống dây dẫn; ghép cụm vỏ trên với vỏ dưới, cố định bằng vít và hoàn thiện kết cấu sản phẩm.

Bước 5 - Kiểm tra chức năng và nhiệt độ: Cấp nguồn và vận hành thử thiết bị; kiểm tra hoạt động của bảng điều khiển, chức năng gia nhiệt, nhiệt độ tại tấm kim loại, bộ phát ion âm và chức năng Terahertz bằng thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất.

Bước 6 - Đặt tải thử lên hai tấm kim loại, cấp nguồn và vận hành thiết bị; kiểm tra chức năng điều khiển, công suất và tín hiệu hoạt động tại các mức cường độ từ 1 đến 10 bằng thiết bị kiểm tra chuyên dụng theo quy trình kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất.

Bước 7 - Thử nghiệm vận hành (Aging Test): Cho thiết bị vận hành thử trong thời gian quy định với tải thử tiếp xúc trên hai tấm kim loại để đánh giá độ ổn định trước khi xuất xưởng.

Bước 8 - Kiểm tra thành phẩm và đóng gói: Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh tấm kim loại và thân máy, dán nhãn thông số kỹ thuật; đóng gói sản phẩm cùng

sách hướng dẫn sử dụng, phụ kiện và vật liệu chống sốc vào hộp/thùng carton trước khi nhập kho thành phẩm.

- Công dụng theo thiết kế:

Công dụng chính: Thiết bị điện tử sử dụng tại vùng bàn chân, sử dụng đầu ra trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc thông qua hai tấm kim loại, kết hợp các chức năng hỗ trợ, nhằm phục vụ nhu cầu massage bàn chân, thư giãn, tạo cảm giác thoải mái và hỗ trợ trải nghiệm chăm sóc cơ thể tại nhà theo thiết kế của nhà sản xuất. Sản phẩm được thiết kế và giới thiệu cho mục đích massage, thư giãn và chăm sóc sức khỏe tại nhà, không được thiết kế để chẩn đoán, điều trị hoặc chữa bệnh.

Theo bản vẽ cấu tạo, Parts List và quy trình sản xuất do nhà sản xuất cung cấp, sản phẩm không thể hiện các cơ cấu massage cơ học như động cơ rung, con lăn hoặc túi khí.

Các chức năng hỗ trợ:

Gia nhiệt: Màn gia nhiệt bố trí dưới tấm kim loại tạo nhiệt làm ấm vùng bàn chân. Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, đây là chức năng gia nhiệt phụ trợ.

Phát ion âm: Bộ phát ion âm được tích hợp trong thiết bị như một chức năng bổ trợ, tăng trải nghiệm của người dùng trong quá trình sử dụng theo thiết kế của nhà sản xuất.

Terahertz: Thiết bị có chức năng Terahertz có thể được người sử dụng bật/tắt thông qua bảng điều khiển. Theo quy trình kiểm tra thành phẩm của nhà sản xuất, chức năng này được kiểm tra bằng thiết bị kiểm tra Terahertz. Đây là chức năng bổ trợ của thiết bị.

Các chức năng hỗ trợ nêu trên không làm thay đổi cơ chế hoạt động chính là đầu ra trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc qua hai tấm kim loại.

Phạm vi và môi trường sử dụng: Thiết bị điện sử dụng trong nhà. Khi vận hành, người sử dụng ngồi và đặt trực tiếp hai bàn chân lên hai tấm kim loại, lựa chọn mức cường độ phù hợp và sử dụng trong khoảng thời gian cài đặt.

### **3. Kết quả xác định trước mã số:**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Tên thương mại: iTera-Bio Foot Massager (Prife) – Máy massage chân |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: iTera-Bio Foot Massager (Prife). Thiết bị điện tử sử dụng tại vùng bàn chân, kết hợp các chức năng hỗ trợ gia nhiệt với màn gia nhiệt bố trí dưới tấm kim loại tạo nhiệt làm ấm vùng bàn chân, thư giãn, tạo cảm giác thoải mái và hỗ trợ trải nghiệm chăm sóc cơ thể tại nhà theo thiết kế của nhà sản xuất, không được thiết kế để chẩn đoán, điều trị hoặc chữa bệnh. sản phẩm không thể hiện các cơ cấu massage cơ học như động cơ rung, con lăn hoặc túi khí. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Công dụng theo thiết kế:

Công dụng chính: Thiết bị điện tử sử dụng tại vùng bàn chân, sử dụng đầu ra trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc thông qua hai tấm kim loại, kết hợp các chức năng hỗ trợ, nhằm phục vụ nhu cầu massage bàn chân, thư giãn, tạo cảm giác thoải mái và hỗ trợ trải nghiệm chăm sóc cơ thể tại nhà theo thiết kế của nhà sản xuất. Sản phẩm được thiết kế và giới thiệu cho mục

đích massage, thư giãn và chăm sóc sức khỏe tại nhà, không được thiết kế để chẩn đoán, điều trị hoặc chữa bệnh.

Theo bản vẽ cấu tạo, Parts List và quy trình sản xuất do nhà sản xuất cung cấp, sản phẩm không thể hiện các cơ cấu massage cơ học như động cơ rung, con lăn hoặc túi khí.

Các chức năng hỗ trợ:

Gia nhiệt: Màng gia nhiệt bố trí dưới tấm kim loại tạo nhiệt làm ấm vùng bàn chân. Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, đây là chức năng gia nhiệt phụ trợ.

Phát ion âm: Bộ phát ion âm được tích hợp trong thiết bị như một chức năng bổ trợ, tăng trải nghiệm của người dùng trong quá trình sử dụng theo thiết kế của nhà sản xuất.

Terahertz: Thiết bị có chức năng Terahertz có thể được người sử dụng bật/tắt thông qua bảng điều khiển. Theo quy trình kiểm tra thành phẩm của nhà sản xuất, chức năng này được kiểm tra bằng thiết bị kiểm tra Terahertz. Đây là chức năng bổ trợ của thiết bị.

Các chức năng hỗ trợ nêu trên không làm thay đổi cơ chế hoạt động chính là đầu ra trường điện xoay chiều dạng tiếp xúc qua hai tấm kim loại.

Phạm vi và môi trường sử dụng: Thiết bị điện sử dụng trong nhà. Khi vận hành, người sử dụng ngồi và đặt trực tiếp hai bàn chân lên hai tấm kim loại, lựa chọn mức cường độ phù hợp và sử dụng trong khoảng thời gian cài đặt.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: hoảng 4,7 kg.

- Thông số kỹ thuật: Điện áp định mức: 220-240V; Tần số nguồn điện: 50/60Hz; Công suất định mức: 245W; Ion âm: > 10.000.000 ions/cm<sup>3</sup>; Kích thước: 371 x 379,5 x 212,5 mm; Vật liệu vỏ chính: ABS.

- Hình ảnh của sản phẩm



Ký, mã hiệu, chủng loại: MLS-JC-02A (SG)

Nhà sản xuất: MLS Guangdong Health Technology Co.,Ltd – Trung Quốc

thuộc nhóm **85.16** “Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện

gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45", phân nhóm "- Dụng cụ nhiệt điện khác", phân nhóm **8516.79** "- - Loại khác", mã số **8516.79.90** "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Helionix biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Công ty TNHH Helionix (Số 23, ngõ 44 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội);
- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-L.Anh (3b)

**TL. CỤC TRƯỞNG**  
**KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Bùi Tuấn Hải**

\* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.