



BỘ TÀI CHÍNH  
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22772/TB-CHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về kết quả xác định trước mã số**

**CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN**

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 06/ĐĐN-TSSĐ0926 ngày 09/9/2026 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN SÚ SẮC ĐẸP (MST: 0314178682) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:</b>                                                                                                                                              |                                                      |
| Tên thương mại: ELECTRONIC MOXIBUSTION MASSAGERS-LJ-001                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: MÁY MASSAGE TRỊ LIỆU NHIỆT CỨU-LJ-001                                                                                                                                                     |                                                      |
| Ký, mã hiệu, chủng loại: LJ-001                                                                                                                                                                                            | Nhà sản xuất: GUANGXI HONGYAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
| <b>2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:</b> Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:                                                                                           |                                                      |
| - Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| * Thành phần: Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485                                                                                                                                                            |                                                      |
| Bộ phận tạo nhiệt dùng dòng điện 1 chiều lấy từ khối pin; Khối pin gồm có: 2 viên pin 18650 mắc nối tiếp; Điện áp sạc: 0.5V; Dòng điện sạc: 2A; Điện áp làm việc: 7.4A; Công suất định mức: 30W; Dung lượng: 2500mAh; Năng |                                                      |

lượng: 18.5Wh, Điện áp sạc tối đa: 8.4V

Mạch điện tử kiểm soát nhiệt để ổn định mức nhiệt độ, chỉnh tăng, giảm nhiệt độ theo chế độ được chọn,

\* Cấu tạo:

Máy massage Model: LJ-001 được đặt cố định trong hộp giấy thương mại chống va đập từ nhà sản xuất, đi kèm cáp sạc và nhãn mác đồng bộ.

Mặt hàng có bản chất cấu tạo là một thiết bị cơ điện hoạt động bằng pin, tích hợp buồng phát nhiệt và bộ vi xử lý kiểm soát nhiệt độ cơ thể.

Mặt hàng nhập khẩu là một thiết bị massage hoàn chỉnh, đã tích hợp đầy đủ hệ thống mạch nguồn, cảm biến nhiệt, buồng gia nhiệt cơ học và đầu tiếp xúc.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Sản phẩm được dùng để massage, trị liệu các vùng trên cơ thể: mặt, má, cổ, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vùng ngực, bụng, khớp tay, đầu, khớp cổ chân, khớp gối.

Sau khi nhấn giữ nút nguồn, thiết bị tự động kích hoạt vi mạch phát nhiệt. Dòng nhiệt thẩm thấu qua đế đồng của viên nén, làm nóng thớ lá thực vật bên trong để giải phóng tinh dầu được liệu bốc hơi.

Thiết bị được áp trực tiếp lên các vùng cơ thể (mặt, cổ, cột sống, thắt lưng, ngực, bụng, khớp gối...). Nhiệt lượng tỏa ra kết hợp hoạt chất thảo dược tạo tác động cứu âm sâu vào kinh lạc, kích thích hệ mạch và dây thần kinh ngoại vi.

Thiết bị có 3 cấp độ tùy chỉnh: Thấp (Low), Trung bình (Medium), Cao (High) dựa trên mức chịu nhiệt của từng vùng da trị liệu.

\* Cách thức sử dụng:

Người sử dụng xoay mở vòng khóa khoang chứa, đặt "Miếng Thảo Mộc Kinh Lạc" (Jingluo Tablet) với mặt kim loại/đồng hướng xuống đáy buồng đốt nhằm bảo đảm tiếp xúc nhiệt trực tiếp.

Phía trên khối lá cây thuốc nén được phủ một lớp bông/khăn mềm cố định để giữ và thẩm hút tinh chất.

Mặt hàng có chức năng làm nóng "Miếng Thảo Mộc Kinh Lạc" và không có chức năng massage.

Bước 1: Vặn nắp ngược chiều kim đồng hồ để nới lỏng và tháo vòng cố định của khoang chứa được liệu.

Bước 2: Đặt viên thuốc/dược liệu vào khoang gia nhiệt, sao cho mặt đồng hướng xuống dưới.

Bước 3: Đặt một ít bông gòn (khăn giấy chuyên dụng hình tròn kèm theo) lên trên viên thuốc, sau đó đóng lại vòng cố định và đảm bảo dược liệu đã được khóa chặt bên trong. Đặt vòng cố định và siết chặt theo chiều kim đồng hồ cho đến khi chắc chắn.

Bước 4: Đặt vòng cố định và siết chặt theo chiều kim đồng hồ cho đến khi chắc chắn. Nhấn và giữ nút nguồn khoảng 2 giây. Thiết bị sẽ phát tiếng "bíp" báo hiệu kích hoạt thành công. Đèn LED sẽ sáng màu xanh lá, cho biết

thiết bị đang làm nóng dược liệu. Nhiệt độ sẽ tự động được điều chỉnh đến mức tối ưu để trị liệu. Khi đèn LED chuyển sang màu đỏ, nghĩa là quá trình làm nóng đã đạt đến mức nhiệt cao. Hãy để thiết bị ổn định ở mức nhiệt này trong 5-10 phút. Khi đèn LED chuyển lại sang màu xanh lá, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.

Lưu ý mức nhiệt, mức nhiệt độ thấp thường dùng cho vùng mặt, má, cổ; Mức nhiệt độ trung bình thường dùng cho vùng cột sống cổ, thắt lưng, lưng, ngực, bụng, khớp tay, đầu; Mức nhiệt độ cao thường dùng cho khớp chân, khớp gối.

Cách sử dụng trên vùng đau, một tay giữ phần nắp chứa dược liệu, tay còn lại nhấn nút nguồn.

Chức năng và hướng dẫn sử dụng

| Mức nhiệt  | Vị trí trị liệu                                                   | Kỹ thuật Lạc Cứu                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thấp       | Mặt, má, cổ                                                       | 1. Điều chỉnh nhiệt độ khi di chuyển<br>2. Nhiệt độ nên được điều chỉnh tại các huyệt đạo, phù hợp với khả năng chịu nhiệt của từng người. |
| Trung bình | Cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vùng ngực - bụng, khớp tay, đầu. |                                                                                                                                            |
| Cao        | Khớp cổ chân, khớp gối                                            |                                                                                                                                            |

**BẢO QUẢN:** Đặt kín, để nơi khô ráo, thoáng mát.

**LƯU Ý:** Phụ nữ mang thai, người say rượu, người có vùng da bị tổn thương hoặc vết thương hở diện rộng không được sử dụng. Sản phẩm chỉ dùng ngoài da; nếu vô tình nuốt phải, cần súc miệng ngay bằng nước sạch. Ngừng sử dụng ngay nếu có biểu hiện khó chịu hoặc dị ứng. Để xa tầm tay trẻ em. Người có cơ địa dị ứng với dược liệu thảo mộc cần thận trọng khi sử dụng.

**THERMAL MOXIBUSTION THERAPY MASSAGER**  
**Usage Instructions**

**01** Turn the cap counter-clockwise to loosen and remove the securing ring of the medicine compartment.

**02** Insert the medicine tablet with the copper surface facing down into the designated heating chamber.

**03** Place a few cotton balls on top of the medicine, close the securing ring compartment, and ensure the medicine is locked back in place.

**04** Press and hold the power button for approximately 2 seconds. The device will emit an audible beep to indicate successful activation. The LED indicator will initially illuminate in green, indicating that the device is in the process of heating the medication. The temperature is automatically adjusted to the optimal level required for administration. When the LED indicator changes to red, it signifies that the heating process has reached a high-temperature setting. Allow the device to stabilize at this temperature for 5-10 minutes, the LED will revert to green, indicating that the device is ready for use.

**Functionality and Usage Instructions**

| Temperature Settings | Application Areas                                                   | Use Case Techniques                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low                  | Face, cheeks, and neck                                              | 1. Adjust the temperature while moving.<br>2. The temperature should be regulated at specific points, adjusted according to the user's heat tolerance. |
| Medium               | Cervical spine, lumbar spine, thoracolumbar area, hand joints, head |                                                                                                                                                        |
| High                 | Ankle joint, knee joint                                             |                                                                                                                                                        |

**Hướng Dẫn Sử Dụng**  
**MÁY MASSAGE TRỊ LIỆU NHIỆT CỨU**

**01** Vặn nắp ngược chiều kim đồng hồ để rời vòng và tháo vòng cố định của khoang chứa dược liệu.

**02** Đặt viên thuốc/dược liệu vào khoang gia nhiệt, sao cho mặt đồng hướng xuống dưới.

**03** Đặt một ít bông gòn lên trên viên thuốc, sau đó đóng lại vòng cố định và đảm bảo dược liệu đã được khóa chặt bên trong.

**04** Nhấn và giữ nút nguồn khoảng 2 giây. Thiết bị sẽ phát tiếng "bíp" báo hiệu kích hoạt thành công. Đèn LED sẽ sáng màu xanh lá, cho biết thiết bị đang làm nóng dược liệu. Nhiệt độ sẽ tự động được điều chỉnh đến mức tối ưu để trị liệu. Khi đèn LED chuyển sang màu đỏ, nghĩa là quá trình làm nóng đã đạt đến mức nhiệt cao. Hãy để thiết bị ổn định ở mức nhiệt này trong 5-10 phút. Khi đèn LED chuyển lại sang màu xanh lá, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.

**Chức năng và hướng dẫn sử dụng**

| Mức nhiệt  | Vị trí trị liệu                                                   | Kỹ thuật Lạc Cứu                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thấp       | Mặt, má, cổ                                                       | 1. Điều chỉnh nhiệt độ khi di chuyển<br>2. Nhiệt độ nên được điều chỉnh tại các huyệt đạo, phù hợp với khả năng chịu nhiệt của từng người. |
| Trung bình | Cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vùng ngực - bụng, khớp tay, đầu. |                                                                                                                                            |
| Cao        | Khớp cổ chân, khớp gối                                            |                                                                                                                                            |

- Công dụng theo thiết kế:

Sản phẩm được dùng để massage, trị liệu các vùng trên cơ thể: mặt, má, cổ, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vùng ngực, bụng, khớp tay, đầu, khớp cổ chân, khớp gối.

Sau khi nhấn giữ nút nguồn, thiết bị tự động kích hoạt vi mạch phát nhiệt. Dòng nhiệt thẩm thấu qua đế đồng của viên nén, làm nóng thớ lá thực vật bên trong để giải phóng tinh dầu được liệu bốc hơi.

Thiết bị được áp trực tiếp lên các vùng cơ thể (mặt, cổ, cột sống, thắt lưng, ngực, bụng, khớp gối...). Nhiệt lượng tỏa ra kết hợp hoạt chất thảo dược tạo tác động cứu âm sâu vào kinh lạc, kích thích hệ mạch và dây thần kinh ngoại vi.

Thiết bị có 3 cấp độ tùy chỉnh: Thấp (Low), Trung bình (Medium), Cao (High) dựa trên mức chịu nhiệt của từng vùng da trị liệu.

Các mức nhiệt chi tiết để tăng tính công dụng của máy: Mức nhiệt độ thấp thường dùng cho vùng mặt, má, cổ; Mức nhiệt độ trung bình thường dùng cho vùng cột sống cổ, thắt lưng, lưng, ngực, bụng, khớp tay, đầu; Mức nhiệt độ cao thường dùng cho khớp chân, khớp gối. Rất thuận lợi cho người sử dụng ở bất cứ nơi nào sau khi sạc pin đủ, tiện ích cho người làm công tác văn phòng ngồi thường xuyên (cổ vai gáy những nơi mỏi, lạnh tay chân, bụng): sử dụng trên vùng đau.

Thông tin khác (nếu có): Sản phẩm có chức năng làm nóng “Miếng Thảo Mộc Kinh Lạc”, không có chức năng Massage.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Số lượng và quy cách: 01 Máy/ hộp
- Thông số kỹ thuật: Điện áp sạc: 0.5V; Dòng điện sạc: 2A; Điện áp làm việc: 7.4A; Công suất định mức: 30W; Dung lượng: 2500mAh; Năng lượng: 18.5Wh, Điện áp sạc tối đa: 8.4V.

### 3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: ELECTRONIC MOXIBUSTION MASSAGERS-LJ-001

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: MÁY MASSAGE TRỊ LIỆU NHIỆT CỨU-LJ-001 có chức năng làm nóng “Miếng Thảo Mộc Kinh Lạc”, không có chức năng Massage.

- Cơ chế hoạt động: Sản phẩm được dùng để massage, trị liệu các vùng trên cơ thể: mặt, má, cổ, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vùng ngực, bụng, khớp tay, đầu, khớp cổ chân, khớp gối.

Sau khi nhấn giữ nút nguồn, thiết bị tự động kích hoạt vi mạch phát nhiệt. Dòng nhiệt thẩm thấu qua đế đồng của viên nén, làm nóng thớ lá thực vật bên trong để giải phóng tinh dầu được liệu bốc hơi.

Thiết bị được áp trực tiếp lên các vùng cơ thể (mặt, cổ, cột sống, thắt lưng, ngực, bụng, khớp gối...). Nhiệt lượng tỏa ra kết hợp hoạt chất thảo dược tạo tác động cứu âm sâu vào kinh lạc, kích thích hệ mạch và dây thần kinh ngoại vi.

Thiết bị có 3 cấp độ tùy chỉnh: Thấp (Low), Trung bình (Medium), Cao (High) dựa trên mức chịu nhiệt của từng vùng da trị liệu.

- Công dụng theo thiết kế: Sản phẩm được dùng để massage, trị liệu các

vùng trên cơ thể: mặt, má, cổ, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vùng ngực, bụng, khớp tay, đầu, khớp cổ chân, khớp gối.

Sau khi nhấn giữ nút nguồn, thiết bị tự động kích hoạt vi mạch phát nhiệt. Dòng nhiệt thâm thấu qua đế đồng của viên nén, làm nóng thớ lá thực vật bên trong để giải phóng tinh dầu được liệu bốc hơi.

Thiết bị được áp trực tiếp lên các vùng cơ thể (mặt, cổ, cột sống, thắt lưng, ngực, bụng, khớp gối...). Nhiệt lượng tỏa ra kết hợp hoạt chất thảo dược tạo tác động cứu âm sâu vào kinh lạc, kích thích hệ mạch và dây thần kinh ngoại vi. Thiết bị có 3 cấp độ tùy chỉnh: Thấp (Low), Trung bình (Medium), Cao (High) dựa trên mức chịu nhiệt của từng vùng da trị liệu.

Các mức nhiệt chi tiết để tăng tính công dụng của máy: Mức nhiệt độ thấp thường dùng cho vùng mặt, má, cổ; Mức nhiệt độ trung bình thường dùng cho vùng cột sống cổ, thắt lưng, lưng, ngực, bụng, khớp tay, đầu; Mức nhiệt độ cao thường dùng cho khớp chân, khớp gối. Rất thuận lợi cho người sử dụng ở bất cứ nơi nào sau khi sạc pin đủ, tiện ích cho người làm công tác văn phòng ngồi thường xuyên (cổ vai gáy những nơi mỏi, lạnh tay chân, bụng): sử dụng trên vùng đau. Sản phẩm có chức năng làm nóng “Miếng Thảo Mộc Kinh Lạc”, không có chức năng Massage.

Ký, mã hiệu, chủng loại: LJ-001

Nhà sản xuất: GUANGXI HONGYAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD

thuộc nhóm **85.16** “Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45”, phân nhóm “- Dụng cụ nhiệt điện khác”, phân nhóm **8516.79** “- - Loại khác”, mã số **8516.79.90** “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo đề Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN SỨ SẮC ĐẸP biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN SỨ SẮC ĐẸP (Số 35
- 37 Đường số 4, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh);
- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-L.Anh (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG  
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

\* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.